



SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR S23-A

Para quienes necesitan ayuda para movilizarse por un rato y realizar transferencias de manera autónoma y segura. Sin necesidad de transportar o guardar su silla de ruedas.



KBE9119F



Silla ligera



Marco en acero martillado



Apoyabrazos abatibles



Respaldo abatible



Reposapiés removibles



Tapicería en PVC de fácil limpieza



Estructura plegable con doble tijera



Capacidad de peso hasta 95 kg



1 AÑO
DE GARANTÍA

| | |
|----------------------------|---|
| SKU | H01SP061703 |
| Dimensiones caja master | 74 cm x 23 cm x 74 cm |
| Cantidad por caja master | Unidad |
| Dimensión de la caja | 74 cm x 23 cm x 74 cm |
| Peso neto caja master | 12,5 kg |
| Peso bruto caja master | 14,5 kg |
| Ruedas delanteras | 7,48 x 0,93" Rin estrella maciza. |
| Llantas traseras | 21,5 x 1,07" Poliuretano (PU) grabada, rin radio. |
| Reposapiés | Fijos (desarmables para el transporte mediante pin) |
| Profundidad del asiento | 44 cm. |
| Estructura | Acero martillado. |
| Estilo del respaldo | Abatible. |
| Clasificación de riesgo | Clase I (riesgo bajo) |
| Capacidad de peso | 95 kg |
| Reposabrazos | Abatibles. |
| Ancho total de la silla | 62 cm |
| Ancho del asiento | 46 cm |
| Altura del respaldo | 39 cm |
| Altura del asiento al piso | 47 cm |
| Registro Sanitario | 2017DM-0017305 |